

		テグラミン-25
<b>容量</b>	単独試料	直径: 6 x 40 mm / 3 x 50 mm
	試料ホルダー	直径: 140 mm
<b>円板</b>	直径	250 mm (10")
	回転数	40~600 rpm (10 rpm単位変速)
	回転方向	反時計回転
	モーター出力	-
	- 連続 (S1)	750 W (1.0 hp)
	- 最大 (S3)	1125 W (1.5 hp)
	<b>試料回転ヘッド</b>	単独試料
	- 加圧力	5~50 N (5 N単位)
	- 試料の高さ	8~35 mm (0.31 - 1.37")
	試料ホルダー	-
	- 加圧力	30~300 N (10 N単位)
	- 試料高さ	12~31 mm (0.45 - 1.22")
	回転数	50~150 rpm (10 rpm単位)
	回転方向	時計回り / 反時計回り
	モーター	120 W
	トルク	7.5 N·m (5.6 ft·lbf)
<b>機能</b>	材料除去センサー (内蔵)	50~5,000 $\mu$ m (10 $\mu$ m刻み)
	含まれるメソッド	Struers メタログガイドのメソッド:10 カスタムメイドのメソッド: 最大200
<b>オプション</b>	自動供給、最大7ポンプ	はい
	透明カバー	はい
	安全カバー	はい
	循環冷却装置	循環冷却装置3
<b>ソフトウェアと電子機器</b>	コントロール	タッチパッド、多機能ノブ
	画面	LCD、TFT-カラー 5.7"、320 x 240ドット、LED バックライト
<b>安全規格</b>		EU 指令に基づく CE マーク付き
<b>REACH</b>		REACHについては、お近くの Struers オフィスにお問い合わせください。

<b>テグラミン-25</b>		
<b>動作環境</b>	環境温度	5~40° C (41~104° F)
	湿度	35~85% RH (結露なきこと)
<b>供給電源</b>	電圧/周波数	200~240 V (50~60 Hz)
	電源 (インレット)	1 相 (N+L1+PE) または 2 相 (L1+L2+PE) 電気設備は「設置カテゴリ II」に準拠している必要があります。
	電力 (通常負荷)	1060 W
	電源 (無負荷)	13 W
	電流、定格負荷	5.3 A
	電流、最大負荷	10.0 A
	電流、最大負荷	3.0 A
<b>給水</b>	圧力 (水道水)	1~9.9 bar (14.5~143 psi)
	流量、水道水	最小1 l/分 (0.3 gpm)
	給水接続口	直径: 3/4"
	排水口の接続箇所	直径: 40 mm (1 1/2")
<b>エア-供給</b>	圧力 (圧縮空気)	6 ~ 9.9 bar (87 ~ 143 psi)
	気流、圧縮空気	最小3.5 l/分 (0.9 gpm)
	圧縮空気の品質	供給される空気は、ISO 8573-1の
	給気口、圧縮空気接続口	直径: 6 mm (1/4")
<b>排気 (カバー付きモデルのみ)</b>	接続部	直径: 50 mm (2")
	推奨容量	水位計 0 mm のとき、50 m³/h (1750 ft³/h)
<b>安全回路カテゴリ/性能レベル</b>	非常停止ボタン	停止カテゴリ0、EN60204-1 PL c、カテゴリ1、EN13849-1
	カバー	ソフトウェア制御のみ 安全性は評価されていません。
	安全カバー	停止カテゴリ0、EN60204-1 PL c、カテゴリ1、EN13849-1
<b>残留電流遮断器 (RCCB)</b>		タイプA、30 mA (以上) が必要
<b>ノイズレベル</b>	仕事場におけるA特性音圧レベル	LpA = 66 dB(A) 測定値不確定値 K = 4 dB(A) EN ISO 11202 に準拠して測定実施
<b>振動レベル</b>	宣言された振動放射	本体上部の合計振動暴露が2.5 m/s²を超えないこと。

テグラミン-25		
寸法と重量(カバーなし)	高さ	56 cm (22")
	幅	67.5 cm (26.6")
	奥行き	75 cm (29.5")
	重量	90 kg (198 lb)
寸法と重量(カバー/安全カバー付き)	高さ-カバーを閉じた状態/カバーを開けた状態	58.2 cm (22.9") / 90 cm (35.4")
	幅	67.5 cm (26.6")
	奥行き	75 cm (29.5")
	重量	98 kg (216 lb)